

117 DIVARICATORE A SELLA

Il divaricatore a sella modello 117 ha la funzione di mantenere gli arti del bambino abdotti ed estraruotati, impedendo la perdita di rapporti tra testa femorale e cotile.

Salopette in cotone
Supporto in polietilene con bordi rivestiti in similpelle
Clip di regolazione con fibbie in plastica

CODICE: N / A | **Categorie:** [Pediatico](#) |

Displasia/sub-lussazione dell'anca anche in forme gravi dei primi mesi di vita
Anca instabile
Lussazione riducibile (fino al primo mese di vita)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TAGLIE DISPONIBILI

Misura della distanza esistente tra i cavi poplitei del ginocchio tenendo le cosce flesse ed abdotte:

- XSmall (da 14 a 16 cm)
- Small (da 16 a 18 cm)
- Medium (da 18 a 20 cm)
- Large (da 20 a 25 cm)
- XLarge (da 25 a 28 cm)

DOWNLOAD