

T129 MOTTIO CINTURINO SOTTOROTULEO CON PRESSORE IN SILICONE RIPOSIZIONABILE

Materiale esterno in Poliammide ed Elastomero
Pressone in silicone, riposizionabile
Imbottitura poplitea
Finiture termosaldate senza cuciture
Chiusure in MircoVelcro

CODICE: N / A | **Categorie:** [Ginocchio](#) |

Quadri infiammatori del tendine pre-rotuleo
Morbo di Osgood-Schlatter

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TAGLIE DISPONIBILI

Misura UNIVERSALE

DOWNLOAD