

UNIBOR 01 TUTORE DI GOMITO BREVETTATO AMBIDESTRO

Telaio in alluminio ad alta resistenza
Regolazioni supporto braccio ed avambraccio telescopiche
Ancoraggi brachiale ed avambraccio scheletrici morfo-regolabili
Imbottiture in tessuto felpato termosaldate asportabili
Articolazione regolabile in flessione-estensione scala 10°
Tirante spalla - torace regolabile

CODICE: N / A | **Categorie:** [Spalla - Gomito](#) |

Fratture composte di gomito
Decorso Post-operatorio di interventi protesici o artrodesici del gomito
Post-rimozione gesso
Trattamento conservativo lussazione e sublussazione del gomito

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TAGLIE DISPONIBILI

Universale, ambidestra

DOWNLOAD